

UNIQUE PRODUCTS FROM ONE SOURCE

STOCK PROGRAM

SEMI - FINISHED
PRECIOUS METAL PRODUCTS

XRF Scientific Stock Program

Semi-Finished Precious Metal Products

XRF Scientific is offering a wide range of semi-finished products like wire, foil/sheet or granules in different materials and alloys – from stock.

Premium quality – everything from one source, worldwide.

XRF Scientific Lagerprogramm

Halbzeuge aus Edelmetallen

XRF Scientific bietet ein umfangreiches Programm an Halbzeugen wie Draht, Folie/Blech oder Granulat in verschiedenen Materialien und Legierungen – direkt vom Lager. Höchste Qualität – alles aus einer Hand, weltweit.

Wire/ Draht

Alloy/ Legierung	Diameter/Durchmesser (mm)	Weight/Gewicht (g per m)
Pt 99,99	0,10	0,20
Pt 99,99	0,20	0,70
Pt 99,99	0,25	1,05
Pt 99,99	0,30	1,55
Pt 99,99	0,40	2,70
Pt 99,99	0,50	4,25
Pt 99,99	0,60	6,10
Pt 99,99	0,70	8,25
Pt 99,99	0,80	10,80
Pt 99,99	1,00	16,85
PtIr 90/10	0,20	0,68
PtIr 90/10	0,30	1,52
PtIr 90/10	0,40	2,71
PtIr 90/10	0,50	4,25
PtIr 90/10	0,60	6,10
PtIr 90/10	0,80	10,85
PtIr 90/10	1,00	17,00
PtRh 90/10	0,30	1,45
PtRh 90/10	0,50	3,95
Ag 99,99	0,25	0,55
Ag 99,99	0,50	2,10
Ag 99,99	1,00	8,25
Au 99,99	0,25	0,95
Au 99,99	0,50	3,80
Au 99,99	0,75	8,55
Au 99,99	1,00	15,20

Note:

The listed wire will be coiled on our standard spools individually according to order. Other diameters or materials and alloys are available on request.

Hinweis:

Die gelisteten Drähte spulen wir gemäß Bestellung in individuellen Längen auf unseren Standardspulen. Andere Durchmesser oder Materialien und Legierungen sind auf Anfrage erhältlich.

- Subject to changes and errors excepted.
- Subject to prior sales may influence the delivery time.

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Zwischenzeitlicher Abverkauf kann zu einer längeren Lieferzeit führen.

Foils and Sheets/ Folien und Bleche

Alloy/ Legierung	Dimensions/Abmessungen (mm)	Weight/Gewicht (g per each)
Pt 99,95	0,025 x 50 x 50	1,35
Pt 99,95	0,025 x 50 x 100	2,70
Pt 99,95	0,025 x 50 x 200	5,40
Pt 99,95	0,025 x 100 x 100	5,40
Pt 99,95	0,050 x 50 x 50	2,70
Pt 99,95	0,050 x 50 x 100	5,40
Pt 99,95	0,050 x 50 x 200	10,70
Pt 99,95	0,050 x 100 x 100	10,70
Pt 99,95	0,100 x 100 x 100	21,50
Pt 99,95	0,100 x 500 x 100	107,00
Au 99,99	0,100 x 100 x 100	19,30

Note:

Individual cuts (below 100 x 100 mm) in the listed thickness are possible from stock as well. Bigger cut sizes, other thicknesses or materials and alloys are available on request.

Foils not 100 per cent free of voids Tolerance +/- 2 mm

Hinweis:

Andere Zuschnitte (kleiner 100 x 100 mm) in der gelisteten Dicke sind ab Lager möglich.

Größere Zuschnitte, abweichende Materialdicken oder Materialien und Legierungen sind auf Anfrage erhältlich.

Folien nicht 100 % porenfrei. Toleranz +/- 2 mm

Granules/ Granulat

Alloy/ Legierung	Dimensions/Abmessungen (mm)	Order quantity/Bestellmenge (g)
Pt 99,99	2-6	min. 5
Au 99,99	2-6	min. 5

Note:

The order amount is individually definable, minimum order amount is 5 g.

Hinweis:

Die Abnahmemenge ist individuell bestimmbar, Mindestabnahmemenge 5 g.

Discs/ Scheiben


Alloy/ Legierung	Dimensions/Abmessungen (mm)	Weight/Gewicht (g per each)
Pt 99,95	54 x 1,0	50,00
Pt 99,95	54 x 1,5	75,00
Pt 99,95	54 x 2,0	100,00
Pt 99,95	57 x 1,0	54,70
Pt 99,95	57 x 2,0	109,50
Pt 99,95	57 x 3,0	164,20
Pt 99,95	75 x 3,0	284,00
Au 99,99	54 x 1,0	44,20
Au 99,99	54 x 1,5	66,30
Au 99,99	54 x 2,0	88,40
Au 99,99	57 x 1,0	49,20
Au 99,99	57 x 2,0	98,50
Au 99,99	57 x 3,0	147,80
Au 99,99	75 x 3,0	256,00

Note:

Other diameters or materials and alloys are available on request.

Hinweis:

Andere Durchmesser oder Materialien und Legierungen sind auf Anfrage erhältlich.



SALES EUROPE

XRF Scientific Europe GmbH
Seligenstädter Str. 100
63791 Karlstein, Germany
P: +49 (0) 6188 954 2761
F: +49 (0) 6188 954 2799
E: stefan.lang@xrfscientific.com

XRF Scientific Europe SPRL
XRFS Training Center
103 rue de la Consolation
1030 Schaerbeek, Belgium
P: +32 (0) 2 762 77 12
E: info.eu@xrfscientific.com

SALES AUSTRALIA

XRF Labware Pty Ltd
23 Dennis Street
Campbellfield VIC 3061, Australia
P: +61 (0) 3 9308 7533
E: xrf.labware.sales@xrfscientific.com



CORPORATE OFFICE
XRF Scientific LTD
86 Guthrie Street
Osborne Park WA 6017, Australia
P: +61 (0) 8 9244 0600
F: +61 (0) 8 9244 9611
E: info@xrfscientific.com

www.xrfscientific.com